

Merge VNA

14.3

Déclaration d'intégration IHE

© 2023 Merge Healthcare Solutions Inc. Tous droits réservés.

Matériel sous licence - Propriété de Merge Healthcare Solutions Inc.

Ce document contient des informations confidentielles de Merge Healthcare Solutions Inc. et toute utilisation ou divulgation ne pourra se faire que conformément aux termes de l'accord en vertu duquel vous avez obtenu le logiciel joint à la documentation. Merge Healthcare et le logo Merge Healthcare sont des marques commerciales de Merge Healthcare Inc.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation en vigueur soit aux États-Unis, soit dans d'autres pays, ou à la fois au États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms cités dans ce document sont des marques commerciales et/ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS :

Le produit décrit dans ce document est un « article commercial » fourni avec des « droits limités ». Les droits du gouvernement concernant l'utilisation, la modification, la reproduction, la diffusion, la représentation, l'affichage ou la divulgation de cette documentation sont soumis aux restrictions énoncées dans le Règlement sur les acquisitions fédérales (FAR), aux sections 12.211 et 12.212 relatives aux agences civiles et à la section DFARS 227.7202-3 relative aux agences militaires. Le fabricant est Merge Healthcare Solutions Inc.

Pour obtenir de l'aide à propos du logiciel ou si vous avez des difficultés à comprendre ce guide d'utilisation, veuillez contacter le service client :

- ☎ 1-877-741-5369 (Amérique du Nord)
- +31.20.514.5073 (Europe, Moyen-Orient et Afrique)
- 1800 316 746 (Australie)
- ✉ MergeSupport@merative.com

Partie	Date	Révision	Description
ECM-45292	Juillet 2023	1.0	Version initiale de la 14.3

La plus récente version de ce document est disponible à l'adresse <https://mergecustomer.force.com/mergeusercommunity/login>.

Déclaration d'intégration IHE

Le tableau ci-après présente la déclaration d'intégration IHE.

Déclaration d'intégration IHE		Date
		2023
Fournisseur	Nom du produit	Version
Merge Healthcare Incorporated	Merge VNA	14.3
Ce produit est destiné à implémenter toutes les transactions requises dans le cadre technique IHE pour la prise en charge des profils, des acteurs et des options d'intégration IHE répertoriés ci-dessous :		
Profils d'intégration implémentés	Acteurs implémentés	Options implémentées
Flux de travail planifié	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Aucune
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucune
Rapprochement des informations sur le patient	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Aucune
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucune
Présentation cohérente des images	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Aucune
Présentation de procédures groupées	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Aucune
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucune
Pièces justificatives	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Aucune
Note d'images principales	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Aucune
Simple rapport image et numérique	Référentiel de rapports	Aucune
	Référentiel de rapports d'entreprise	Aucune
	Accès au référentiel de rapports externe	Aucune
Accès aux informations de radiologie	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Aucune
	Référentiel de rapports	Aucune
	Accès au référentiel de rapports externe	Aucune
Médecine nucléaire	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Aucune

Flux de travail du cathétérisme cardiaque	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Modalité connectée par intermittence, cathétérisme cardiaque
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucune
Flux de travail d'échocardiographie	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Échocardiographie, modalité connectée par intermittence
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucune
Pièces justificatives - cardiologie	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Aucune
Temps de cohérence (TC)	Temps client	Aucune
Mammographie	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Aucune
Flux de travail des tests de stress	Gestionnaire d'images/ archives d'images	Aucune
	Gestionnaire des étapes de procédure réalisée	Aucune
Partage de documents entre les entreprises pour l'imagerie (XDS-I.b)	Source de documents d'images	Ensemble d'instances DICOM
	Dépôt de documents	Aucune
Partage de documents entre entreprises (XDS.b)	Archives de documents	Flux d'identité des patients (HL7 V2) ; Flux d'identité des patients (HL7 V3) ; Documents à la demande, Identifiant de référence ; Mise à jour des méta-données des documents
	Dépôt de documents	Aucune
	Source/dépôt des documents intégrés	Remplacement de document
ATNA (Piste de vérification et authentification des nœuds)	Sécurité d'application	Aucune
Références croisées des identifiants des patients (PIX)	Gestionnaire de références croisées des identifiants des patients	Aucune
	Consommateur de références croisées des identifiants des patients	Notification de mise à jour PIX
PDQ (Requête des données démographiques des patients)	Fournisseur des données démographiques des patients	Aucune
	Consommateur des données démographiques des patients	Aucune

IOCM (Gestion des changements des objets d'imagerie)	Gestionnaire d'images/archives	Aucune
	Formulaire de demande de changement	Aucune
Abonnement aux métadonnées des documents (DSUB)	Intermédiaire de notification de métadonnées de documents	Enregistrement indépendant du patient, ouverture de dossier
	Éditeur de métadonnées de document	Aucune
MPQ (Requêtes multi-patients)	Archives de documents	Aucune
WIC (Capture d'image sur internet)	Gestionnaire d'images	Aucune
Adresse internet pour les informations IHE du fournisseur :	https://www.merative.com/support/imaging-product-support-details/merge-healthcare-statements	
Liens vers les déclarations de conformité aux normes pour l'implémentation		
HL7	Consulter Merge Communities -- http://www.merge.com/Support/Support-Portal.aspx	
DICOM	https://www.merative.com/support/imaging-product-support-details/merge-healthcare-statements	
Liens vers des informations générales relatives à la Déclaration d'intégration IHE		
En Amérique du Nord : http://www.ihe.net	En Europe : http://www.ihe-europe.net	Au Japon : http://www.ihe-j.org